

Comment voulez-vous recevoir les résultats :  PC  Mac  Email (free)  CD-ROM (SDIV 0003)

Date d'envoi :

Date de réception :

### Adresse de l'expéditeur (Delivery address)

Joindre le bon de commande de votre institut (Please enclose purchase order)

PO# (N° de commande)		
Prénom (Forename)		Nom (Last name)
Laboratoire (Lab)		
Institution (Institute)		
Adresse (Address)		
Ville (City)		Code postal (Zip)
Pays (Country)		
Tel		Fax
Email		

### Adresse de facturation (Billing address)

Institution (Institute)	
Adresse (Address)	
Ville (City)	
Code postal (Zip)	
Pays (Country)	

### Facturation (Réservé MilleGen)

	References (Liste de prix / Price list)	Nom de l'échantillon (Sample name) (3 charact. max)	Type (Bacterie Plasmide / PCR)	Taille de l'insert (Insert size) (kb)	Concentration & volume  plasmide 0.2µg/µl; 15µl	Méthode de purification (préciser si les produits de PCR sont à purifier)	Vector utilisé	Anti-biotic	Nom de l'amorce (Primer Name)	Séquence de l'amorce (5' → 3') Primer sequence If ≠ of M13(-21), M13(-43), M13R(-29), M13R(-47), T3, T7, T7ter, SP6 and BGHR.	Reserved  1	Reserved  2	Reserved  3
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

	References (Liste de prix / Price list)	Nom de l'échantillon (Sample name) (3 caract. max)	Type (Bacterie Plasmide / PCR)	Taille de l'insert (Insert size) (kb)	Concentration & volume  plasmide 0.2µg/µl; 15µl	Méthode de purification (préciser si les produits de PCR sont à purifier)	Vector utilisé	Anti-biotic	Nom de l'amorce (Primer Name)	Séquence de l'amorce (5' →3') Primer sequence If ≠ of M13(-21), M13(-43), M13R(-29), M13R(-47), T3, T7, T7ter, SP6 and BGHR.	Reserved  1	Reserved  2	Reserved  3
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

• **Sample preparation:**

**High quality DNA is essential for high quality results** (For template re-purification an extra cost of 5.00 Euro (SADN 0004) will be charge). We recommend to use mini or midi prep with ion exchange resin purification (Quiagen, Nucléospin, GibcoBRL Concert, Sigma,...). Dilute DNA **in water** (avoid TE buffer) and check the concentration with a spectrophotometer and DNA integrity by electrophoresis of 3µl on agarose gel and **please send the picture**. Send 2-3µg of plasmid (**0.2 µg/µl**) in 15 µl of **pure water (avoid TE)**. If your DNA contains a special specificities (high GC content, repeats, homopolymic stretches,...) please order SADN 0007.

• **PCR products:**

Send the purified (20ng/100 bases and **resuspend in pure water, avoid TE or any buffer**) or non-purified PCR product (order SPCR 0002 or SPCR0005 if several products) and your primer(s) (10 µM) or the primer sequence(s) (order SSOL 0003).

• **Confidentiality:**

We guarantee to maintain the confidentiality of our data at any time. 3 months after delivery your complete data will be deleted and residual DNA will be dismissed.

• **Order:**

Please use the DNA sequencing order form that you can download from our web site (<http://www.millegen.com>) and send it with the purchase order of your institute (if you cannot send them simultaneously, please **indicate the purchase order number (PO #)** on the DNA sequencing order form) and the sample to our address:

**MilleGen**, Immeuble BIOSTEP, Bat A - Rue Pierre et Marie Curie - BP38183, 31681 LABEGE Cedex - Tél: 33 (0)5 61 28 70 16 - Email: [sequence@millegen.com](mailto:sequence@millegen.com)